

POPIS VÝROBKU

Gerbinol[®] CF je bezkaseinový práškový adsorbent tříslovin. Gerbinol[®] CF zhlazuje kostrbatost, drsné tóny a dočišťuje. Gerbinol[®] CF zmírňuje resp. odstraňuje také cizí tóny. Gerbinol[®] CF se skládá z různých želatin, silikátů a vyzin.

Povolený podle nařízení a směrnic EU. Testován odbornou laboratoří na čistotu a kvalitu

6/A
Gerbinol[®] CF

DÁVKONÍ A POUŽITÍ

Lehké úpravy:	5 – 10 g/100 l
Ošetření tříslovin:	15 – 30 g/100 l
Korekce chybných tónů:	30 – 50 g/100 l

Gerbinol[®] CF se může použít v podstatě v každém stádiu, tzn. i před provedením obvyklého číření. Doporučuje se však provést ošetření po provedení číření, neboť teprve potom se zřetelně objeví nedostatky v chuti.. Doporučuje se provést předběžné zkoušky. Po zjištění optimální dávky se Gerbinol[®] CF rozmíchá v 10násobném množství vody (může být vlažná) a současně se intenzivním mícháním zbaví hrudek. Potom se přípravek za stálého míchání přidá do celé nádoby. Zamíchání a rozředění Gerbinolu[®] CF se provádí pečlivě jak se u takového speciálního přípravku sluší.

**Gerbinol[®] CF –
adsorbent
tříslovin na bázi
želatiny,
silikátů a vyziny, pro
zakulacenost a čistotu
bezkaseinu**

SKLADOVÁNÍ

Skladovat v suchu. Chránit před pachy a vlhkostí. Otevřená balení těsně uzavřít.